

Compresse gel chaud-froid Dispogel®

Fiche Technique



Présentation :

Les compresses de gel chaud-froid Dispogel® sont des dispositifs **réutilisables** en application **externe, à chaud ou à froid**. Elles permettant de **soulager** certains traumatismes : contusions (à froid), douleurs musculaires (à chaud).

Elles sont donc utiles pour des premiers soins, dans le cadre d'activités sportives, etc..

La poche épouse la forme du corps grâce à son gel qui reste souple à froid comme à chaud.

Utilisation :

A chaud :

Micro-ondes : 1 minute maximum à 650 W

Bain-marie : 5 minutes maximum dans de l'eau bouillante

Indications thérapeutiques : lumbagos, torticolis, douleurs rhumatismales, hypothermie, etc..

A froid :

Placer la compresse Dispogel® au congélateur pendant 2 heures

Indications thérapeutiques : hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie, etc.

Avant utilisation : toujours envelopper la compresse dans un linge afin d'éviter tout risque de brûlures (chaud ou froid).

Précautions d'emploi :



- Ne pas ingérer le contenu, ne pas déchirer ni ouvrir l'emballage.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

- Toujours envelopper la compresse dans un linge afin d'éviter tout risque de brûlures (chaud ou froid).
- Avant d'utiliser la compresse Dispogel[®] sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées, ou en cas de diabète ou de maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud), il est impératif de consulter un médecin.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter un médecin.
- Ne pas appliquer sur une peau irritée.
- Pour usage externe uniquement.

Données techniques :

<u>FABRICANT</u>	DISPOTECH SRL Via M. del Grosso 8-12 23022 Chiavenna (SO) Tél : +390343.36711 Fax : +390343.36567 e-mail : info@dispotech.it
<u>CLASSIFICATION</u>	Dispositif médical – Classe 1 Classification selon Annexe IX – paragraphe III – Législation 1 de la Directive Européenne 93/42/EEC (et amendements successifs Directive 2007/47/EEC)
<u>NOM DU PRODUIT</u>	Dispogel
<u>DESCRIPTION DU PRODUIT</u>	Compresse de gel chaud /froid réutilisable
<u>DIMENSIONS DISPONIBLES</u>	14x18cm, tolérance +/-5% 11x26cm, tolérance +/-5% 17x26cm, tolérance +/-5%
<u>COMPOSITION</u>	Emballage : Polyéthylène (PE) – 3 soudures thermocollables assurant l'imperméabilité et la résistance à haute et basse température. PE : 2 couches. Gel : Propylène glycol, agent gélifiant, eau. Sans latex.
<u>TEMPERATURE</u>	La haute résistance de l'emballage et du gel permet de conserver les qualités thermiques plus longtemps qu'une vessie de glace ou qu'une bouillotte médicale.
<u>N° DU LOT</u>	Voir au dos de chaque compresse
<u>DUREE DE CONSERVATION ET DATE DE PEREMPTION</u>	Durée de conservation : 5 ans après la date de fabrication. Date de péremption : voir au dos de chaque compresse.
<u>SYMBOLES</u>	Symboles selon la Législation Européenne UNI CEI EN ISO 15223-1 ed. 2012
<u>CONSERVATION</u>	Conserver les compresses à température ambiante, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, des flammes ou d'étincelles.
<u>CONDITIONNEMENT</u>	14x18cm : carton de 25 unités 11x26cm : carton de 25 unités 17x26cm : carton de 20 unités