

Compresse gel chaud-froid Dispogel®

RÉUTILISABLE 11 x 26 cm

Fiche Technique

80 €^{TTC} Le carton de 25 compresses (11x26cm)

Les compresses de gel chaud-froid Dispogel® sont des dispositifs **réutilisables** en application externe, à chaud ou à froid. Elles permettent de soulager certains traumatismes : contusions (à froid), douleurs musculaires (à chaud). Elles sont donc utiles pour des premiers soins, dans le cadre d'activités sportives, etc.. La poche épouse la forme du corps grâce à son gel qui reste souple à froid comme à chaud.



Utilisation :



A chaud :

Micro-ondes : 1 minute maximum à 650 W

Bain-marie : 5 minutes maximum dans de l'eau bouillante

Indications thérapeutiques : lumbagos, torticolis, douleurs rhumatismales, hypothermie, etc...

A froid :

Placer la compresse Dispogel® au congélateur pendant 2 heures

Indications thérapeutiques : hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie, etc...

Précautions d'emploi :

- Ne pas ingérer le contenu, ne pas déchirer ni ouvrir l'emballage.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Toujours envelopper la compresse dans un linge afin d'éviter tout risque de brûlure (chaud ou froid).
- Avant d'utiliser la compresse Dispogel® sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées, ou en cas de diabète ou de maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud), il est impératif de consulter un médecin.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter un médecin.
- Ne pas appliquer sur une peau irritée.
- Pour usage externe uniquement.



Avant utilisation : toujours envelopper la compresse dans un linge afin d'éviter tout risque de brûlure (chaud ou froid).

Dispositif médical – Classe 1

Classification selon Annexe IX – paragraphe III – Législation 1 de la Directive Européenne 93/42/EEC (et amendements successifs Directive 2007/47/EEC)